


# INSTRUCCIONES PARA EL RELOJ ANALÓGICO QUE HABLA TÁCTIL

## MODELO DE RELOJ TÁCTIL DE TACTO (FUNCIÓN COMPLETA)

1. Toque una vez para hablar "Tiempo"
2. Presione y mantenga presionado 3 segundos para hablar "Fecha"

### CÓMO HABLAR LA HORA Y LA FECHA

1. En tiempo normal, toque la cara del reloj una vez  
Activar el chip de voz para hablar
2. En tiempo normal, mantenga presionado el reloj  
Cara por 3 segundos para hablar fecha.



### TECLA DE MODO

- Modo dormir
- Pulse y mantenga pulsado 3 segundos Entrar en el modo de configuración
- Activar / Desactivar la alarma

### SET KEY

- Verificar el estado de la alarma
- P.ej. "La alarma está encendida, 12 en punto AM "

### CÓMO ENTRAR EN MODO

1. Pulse la tecla "Mode" durante 3 segundos para modo. Entonces usted oirá el circular cada uno  
Vez que pulse el botón.

"Ajuste de hora de alarma" --> "Ajuste de minutos de alarma" --> "Ajuste de año" --> Ajuste de mes --> "Ajuste de fecha" --> "Ajuste de hora de hora" --> Ajuste de hora de tiempo --> "Ajuste de hora de pitido" --> "Alarma activada" --> "La alarma está desactivada "

2. Presione la tecla "Set" para realizar su ajuste.

### CÓMO ENTRAR EN EL MODO DE SUEÑO

1. Mantenga pulsada la tecla de modo durante 6-8 segundos. Mientras tanto, escuchará "timbre encendido / apagado", por favor  
No deje el dedo hasta que escuche "Do Do Do".
2. Después de escuchar "Do Do Do" por favor deje su dedo durante 1 segundo. A continuación, mantenga pulsada la tecla de modo nuevamente durante 3 segundos para entrar en el modo de dormir, oirá un sonido de "pitido".
3. Para despertar los relojes, mantenga presionada la tecla de modo durante 3 segundos de nuevo "pitido".

### REVISAR ESTADO DE ALARMA

1. También puede comprobar el estado de la alarma presionando la tecla de ajuste una vez. Escuchará, por ejemplo, "La alarma está a las 12 en punto A.M."

**\*\* NO toque la cara del reloj cuando presione el botón para evitar la función duplicada.**